



# POLLUX MS

(GUYON MS / DIPLOME MS / HUGO MS)

N° national FR2548055819

N° IE : 46 95944

GAEC VUEZ (25)

LIGNEE OCEANO (L0)



**ISUO : 114**

**ISU : 96**

Kappa Caséines : BB  
Béta Caséines : A2A2

MTCP : MTF

MILCA : NC

Tête rouge : NC



Utilisable sur génisses

**MAMELLE : 118**  
**TP : + 1.5**  
**REPRO: + 1.1**

**APLOMBS : 106**  
**SANTE MAMELLE: + 0.4**  
**MORPHOLOGIE : 104**

**TRAYONS : 108**  
**TEMPÉRAMENT : 107**  
**TRAITE : 105**

**APTITUDE BOUCHERE : 98**  
**TB : - 1.4**  
**LAIT : - 499**  
**FORMAT : 84**

**AVIS DE L'ÉQUIPE**  
Les filles de POLLUX MS sont dotées de bonnes mamelles avec peu de volume, des attaches arrières hautes et de bons trayons. Excellentes en tempérament, les filles de POLLUX MS sont solides et rustiques.

### Pourquoi utiliser POLLUX MS ?

Orientation (117)

Attache arrière hauteur (112)

Développement (122)



### POSTES LEM



**Tête** : 3.7 / 5

**Dos** : 75.6 % tendu

**Attache de queue** : 48.9 % bonne

**Rouge** : Normal

**Robe** : Trois plaques



STAR, fille de POLLUX MS (2ème lactation)