

U2 MS

(JP006 MS / BRINK / BOGORRO jb)

N° national : FR1543148845

N° IE : 46 A1959

GAEC RAYNAL (15)

aAa : 516342

Génomique



ISUO : 118


ISU : 115

Kappa Caséines : AB

Béta Caséines : A1A2

MTCP : MTF

MILCA : MIF



Naissance

Utilisable sur
génisses

TB : + 2.6

TP : + 1.0

LAIT : + 316

MAMELLE : 116

TRAITE : 110

TEMPÉRAMENT : 108

REPRO : + 0.2

TRAYONS : 108

MORPHOLOGIE : 104

APLOMBS : 102

FORMAT : 93

APTITUDE BOUCHERE : 88

SANTÉ MAMELLE : - 0.3

AVIS DE L'ÉQUIPE

U2 MS est un fils de JP006 MS, il hérite de ses qualités laitières en ayant une bonne vitesse de traite. Du point de vue morphologique, il devrait tout comme son père laisser d'excellentes attaches notamment dans le bloc arrière ! La souche maternelle apportera de la solidité, elle a également amélioré les taux et la facilité de naissance.

Pourquoi utiliser U2 MS ?

Attache arrière hauteur (122)

Attache arrière largeur (120)

Equilibre (138)

**COEFF
PARENTÉ :**